



BLUE KIT[®] PRP system

Platelet Rich Plasma System

بلو كيت

PRP نظام البلازما الغنية بالصفائح الدموية
مجموعة البلازما الغنية بالصفائح الدموية

www.bluekitprp.com



ما هو نظام البلازما الغني بالصفائح الدموية PRP؟
نظام البلازما الغني بالصفائح الدموية PRP هو العلاج الخلوي التجديدي.

PRP هو نظام البلازما الغني بالصفائح الدموية. خلية الصفائح الدموية ذات بنية ليس لديها نواة و تحوي بداخلها العشرات من عوامل النمو. هذه الخلية فعالة للغاية في مجال إعادة تجديد المنطقة المتضررة و إصلاحها أو تغذيتها و ذلك عن طريق العمل بإنسجام مع الخلايا الجذعية الوسيطة. (و تم إيضاح هذا مسبقا بأن النسيج الممزق يبدأ بالشفاء عن طريق النزف).

توجد لدينا ثلاث كتل بناء (الكريات الحمراء, الصفائح الدموية و الكريات البيضاء).

كريات الدم الحمراء تلعب دورا فعالا في مرحلة نقل الأوكسجين في أجسامنا, كريات الدم البيضاء تلعب دورا فعالا في آلية الدفاع في الجسم و الصفائح الدموية تلعب دورا فعالا في مرحلة الإصلاح و التجلط و الشفاء.

إن معرفة PRP نظام البلازما الغني بالصفائح الدموية تعني معرفة آلية عمل, وظائف و معجزات الصفائح.


إن الصفائح الدموية المخصبة عن طريق مجموعة PRP نظام البلازما الغني بالصفائح الدموية, و التي تم تنشيطها (تنشيط الصفائح), تهدف إلى البدء بالعلاج الخلوي عن طريق حقنها في منطقة النسيج المصاب بالتقنية المناسبة دون الحاجة إلى التدخل الجراحي. إن جميع المواد اللازمة لتطبيق هذا العلاج موجودة بشكل كامل في منتج ال بلوو كيت Prp نظام البلازما الغني بالصفائح الدموية.

إن PRP هو نظام البلازما الغني بالصفائح الدموية, و يتم الحصول عليها من خلال إجراء الطرد المركزي (التثقيب) للدم و فصلها إلى طبقات و وفقا للأوزان الجزئية للخلايا.

يمكننا تجميع 2-2.5 مل من البلازما الغنية بالصفائح من 9 مل من الدم الموجود في أنبوب PRP.

إن الصفائح الدموية إلى جانب وظائفها المتعلقة بتخثر الدم, تقوم بإفراز إفرازات تعرف بعوامل النمو و تكون مسؤولة عن ترميم الأنسجة المتضررة. توجد في الميكرو ليتر الواحد من دم الإنسان السليم حوالي 200 ألف صفيحة دموية, و يمكن تركيز هذا العدد على الأقل إلى 2-3 أضعاف أو أكثر عن طريق ال PRP نظام البلازما الغني بالصفائح الدموية.

إن ال PRP هو نظام تطبيق ذاتي يتم إجراءه فقط من قبل الأطباء أي هي تقنية يتم تطبيقها فقط على الأشخاص الذين تم أخذ الصفائح منهم, أي إن ال PRP التي تم أخذها من شخص لا يمكن تطبيقها على شخص آخر.



ما هي الأمور التي يجب أخذها بعين الإعتبار عند إختيارنا لمجموعة ال PRP كيت؟

إن مجموعة ال PRP يجب أن تكون من الأجهزة المقبولة من قبل وزارة الصحة التركية و تم توثيقها و ترخيصها من قبل المؤسسات المعتمدة لدى مفوضية الإتحاد الأوربي. و الأجهزة التي تخضع للإختبارات و التقييمات الموضحة في نظام الأجهزة الطبية لوزارة الصحة يجب أن تكون مطابقة لشروط التصنيف ذات الصلة بنظام الأجهزة المقبولة من قبل وزارة الصحة.

إن مجموعات ال PRP كيت, PRP (هي عملية يتم من خلالها تحضير سائل البلازما الغني بالصفائح الدموية من دم الشخص نفسه) و يتم إستخدامها كطريقة مقبولة في جميع أنحاء العالم بهدف شفاء الأنسجة الرخوة و العظام.

إن المجموعات التطبيقية ل PRP كيت هي أجهزة طبية.

إن مجموعات PRP موجودة ضمن صنف معين وفقا لقواعد التصنيف الموجودة في لائحة الملحق الثاني للتصنيفات EEC/42/93 التي تنشره مفوضية الأتحاد الأوربي. و وفقا لذلك يجب توثيق و إعتداد الأجهزة الطبية التابعة للتصنيف 3 وفقا للعلامة CE التي يوجد بجانبها رقمها. هذا الرقم هو الرقم الصادر عن المفوضية الأوروبية إلى الجهة المخولة بإصدار الوثيقة.

و وفقا لهذا: يجب أن تدخل مجموعات PRP ضمن التصنيف الموجود في الأسفل. و لا يمكن إستخدام المنتجات الأخرى لأغراض ال PRP.

و وفقا لمعايير التصنيف من الدرجة الثالثة المنشورة من قبل مفوضية الإتحاد الأوربي (BORDERLINE 2017-12) في القوانين الفنية و التقنية لتصنيف الأجهزة الطبية MEDDEV يجب على الأجهزة الطبية الحصول على شهادة المطابقة لضوابط و متطلبات الصحة والسلامة المنصوص عليها في القوانين و القرارات الأوروبية (CE).

مقارنة بلوو كيت PRP نظام البلازما الغني بالصفائح الدموية مع الأنابيب التشخيصية IVD

توجيه الجهاز الطبي-MDD	الأنابيب التشخيصية-IVD
توجيه AT/42/93	توجيه أوربي EC/79/98
صنف 1, صنف 2, صنف 3	توجد في قائمة الأجهزة أ و ب
يجب أن تحمل علامة CE بشكل خاص (2292 CE)	يجب أن تحمل علامة IVD بشكل خاص
تتطلب الموافقة على الإستخدام السريري	لم تعطى الموافقة على الإستخدام السريري
تتطلب إختبار التوافق الحيوي	لا تتطلب إختبار التوافق الحيوي
تتطلب إجراء التقييم السريري	لا توجد لها تقييم سريري
يجب أن تكون مطابقة لمعايير الجودة العالمية ايزو ISO 13485	

مجالات إستعمال بلوو كيت PRP نظام البلازما الغنية بالصفائح الدموية



إستعمال PRP نظام البلازما الغنية بالصفائح الدموية في معالجة إضطرابات المفاصل

الإستعمال في إضطرابات الجهاز العضلي و الهيكلية

إعتلال الأوتار المزمن و ألتهاب الأربطة: التهاب اللقيمة الجانبي ، إعتلال الأوتار الرضفي ، إعتلال أخيل العرقوب ، التهاب دوار الكف ، أمراض الوتر الرقمية، التهاب اللفافة. إصابات الأربطة الحادة / المزمنة ؛ إصابة الرباط الضمور الوسيط، إصلاح الرباط الصليبي الأمامي. أمراض الغضاريف والعظام. هشاشة العظام، التهاب المفاصل العظمية الغضروفية ، عمليات تقويم المفصل ، أمراض العظام الباطنة، تأخر التئام الكسور الغير ملتحمة ، أمراض القرص الفقرية ، انصهار العمود الفقري.

- المعالجة الفيزيائية و إعادة التأهيل
- الجراحة العظمية و الإصابات
- جراحة الدماغ و الأعصاب
- الطب الرياضي

إن أهم عوامل النجاح هو جمع PRP جيد و تجهيزها عن طريق إعادة التعليق. البلازما الغني بالصفائح الدموية بشكل



الإستعمال في إضطرابات الجهاز العضلي و الهيكلي

بلوو كيت

PRP نظام البلازما الغنية بالصفائح الدموية



تقنية ال PRP نظام البلازما الغنية بالصفائح الدموية تلعب دورا فعالا في التجديد في العظام, العضلات, الأربطة, التهاب الأوتار و إضطرابات المفاصل.

يمكن إستخدام تقنية ال PRP نظام البلازما الغنية بالصفائح الدموية لمعالجة تكلسات و أضرار جميع المفاصل كمفاصل الركبة, الكتف, الكوع, الخصر و الورك و غيرها.... و خسارة النسيج الغضروفي.



الأمراض الجلدية, الجراحة التجميلية و الترميمية, التجميل الطبي



بلوو كيت PRP نظام البلازما الغنية بالصفائح الدموية مع عوامل النمو التي تفرزها تقوم بتحفيز خلايا بصيلات الشعر لتجعل خيوط الشعر أكثر حيوية و لمعانا و قوة, عوامل النمو توقف تساقط الشعر في المناطق التي تحدث فيها تساقط الشعر.

بلوو كيت PRP نظام البلازما الغنية بالصفائح الدموية

هو نظام ينقل المزيد من الأكسجين و الفيتامينات إلى جذور الشعر عن طريق تدفق الدم إلى منطقة فروة الرأس.

بلوو كيت PRP نظام البلازما الغنية بالصفائح الدموية

مجدد للجلد. مع مرور الوقت تسبب الخسائر في نسيج الجلد زيادة في التجاعيد و الإنهيار في الجلد. و إن عوامل النمو التي يتم إفرازها بعد تطبيق PRP نظام البلازما الغنية بالصفائح الدموية تقوم بزيادة مرونة الجلد و لملمة التجاعيد و تحسين جودة الجلد عن طريق إعادة تشكيل الكولاجين.

بلوو كيت PRP نظام البلازما الغنية بالصفائح الدموية تستخدم

لإزالة البقع الجلدية بواسطة عوامل النمو المفرزة بعد تطبيقها على جلدنا عن طريق الحفاظ على نشاط نسبة السكر الطبيعية في الدم للخلايا الصبغية التي توازن اللون.



الجروح الحادة و المزمنة

بلوو كيت PRP نظام البلازما الغنية بالصفائح الدموية

هو نظام يتيح الشفاء السريع بعد تطبيقه في مناطق الجروح صعبة الشفاء كتقرحات القدم و التقرحات الوريدية و جروح الإستلقاء الطويل

مجالات استعمال بلوو كيت PRP نظام البلازما الغنية بالصفائح الدموية



طب الأسنان و جراحة الفكين:

بلوو كيت PRP نظام البلازما الغنية بالصفائح الدموية

يستعمل في طب الأسنان و جراحة الفكين بشكل شائع, و في تطعيم العظام و زراعة و قلع الأسنان, و عملية الشفاء السريع لتشوهات العظام ما بعد عمليات أخذ الأكياس من جوف العظام, و في إصلاح الناسور الموجود في تجاويف الجيوب الأنفية, و في تراجع اللثة.

أمراض المسالك البولية:

بلوو كيت PRP نظام البلازما الغنية بالصفائح الدموية

يستعمل لعلاج مشكلة التصلب و التهاب البروستات المزمن و متلازمة آلام الحوض المزمن و التهاب المثانة الخلالي و التهاب المثانة المزمن



الأمراض العينية:

بلوو كيت PRP نظام البلازما الغنية بالصفائح الدموية

يستعمل لعلاج تقرحات القرنية و متلازمة العين الجافة و غيرها من الأمراض العينية.

محتويات مجموعة الكيت و طريقة تحضير Prp البلازما الغنية بالصفائح الدموية

نماذج ال بلو كيت Prp البلازما الغنية بالصفائح الدموية و محتوياتها:

المنتج الأساسي (1): نموذج 5000

- أنبوب Prp يحوي على 10 مل ليتر سيترات الصوديوم.
- (ستهدي رؤوس إبر المحقنات التي سيتم تفضيلها)

المنتج الأساسي (2): نموذج 1000

- أنبوب البلازما الغنية بالصفائح الدموية 10 مل ليتر عدد 2 (سيترات الصوديوم) 16 ملم X 10 سم
- أنبوب إعادة تعليق عدد 1 16 ملم X 10 سم
- رأس إبرة فراشة خضراء مفرغ من الهواء عدد 1
- مثبت عدد 1
- رأس إبرة خضراء 21 غرام عدد 2
- رأس إبرة صفراء 30 غرام 13Xملم عدد 1
- محقنة 5 س س عدد 1
- محقنة 2,5 س س عدد 3
- إبرة مجمعة لل البلازما الغنية بالصفائح الدموية 18 غرام 9Xسم عدد 1



المنتج الأساسي (3): نموذج 2000

- أنبوب البلازما الغنية بالصفائح الدموية 10 مل ليتر عدد 2 (سيترات الصوديوم) 16 ملم X 10 سم
- أنبوب إعادة تعليق عدد 1 16 ملم X 10 سم
- رأس إبرة فراشة خضراء مفرغ من الهواء عدد 1
- رأس إبرة خضراء 21 غرام عدد 2
- رأس إبرة صفراء 30 غرام 13Xملم عدد 1
- محقنة 5 س س عدد 1
- محقنة 2,5 س س عدد 2
- محقنة 1 س س عدد 1
- إبرة مجمعة لل البلازما الغنية بالصفائح الدموية 18 غرام 9Xسم عدد 1



أولا يتم سحب الدم في نظام مغلق بواسطة الإبرة المفرغة من الهواء, و من ثم يتم وضع الدم في الأنبوب و هزه ل 7-8 مرات حتى يختلط الدم بالسائل الموجود داخل الأنبوب ببطئ. و بعد ذلك يتم إجراء عملية الطرد المركزي (التفيل) بسرعة 3000 دورة في الدقيقة لمدة 8-9 دقائق, يتم جمع البلازما الغنية بالصفائح الدموية من أنبوب البلازما الغنية بالصفائح الدموية من طبقة البوفي كوت الرمادية اللون و الغنية بالصفائح الدموية و بالتماس قليلا مع الكريات الحمراء يتم سحب الطبقة المتوسطة بحجم 2-2,5 س س بواسطة إبرة جمع البلازما الغنية بالصفائح الدموية, و ثم يتم إعادة تعليقها (توزع البلازما الغنية بالصفائح الدموية بشكل متجانس) بهز الأنبوب لمدة 30-40 ثانية و يتم حقنها على المكان المناسب.

كيف يتم إستعمال ال بلوو كيت؟

01 تجميع الدم داخل الأنبوب:

باستخدام المجموعة الموجودة في بلوو كيت Prp البلازما الغنية بالصفائح الدموية يتم تجميع الدم مباشرة في الأنابيب, كل أنبوب بحجم **10** مل ليتر يوجد بداخله **1** مل ليتر مانع تخثر, تسمح الأنابيب ذات الهيكل الفراغي بتجميع الدم بسهولة, كل أنبوبين يقومان بجمع الدم بأنفسهما حتى إستنفاد الفراغ, و بهذا الشكل يتم أخذ الدم بمجموع **18** مل ليتر, لكي ينتشر مانع التخثر الموجود داخل الأنبوب في الدم يتم هز الأنبوب بلطف.

02 الطرد المركزي (التثقيب):

يمكن إستخدام أي جهاز للطرد المركزي للقيام بذلك, يجب وضع كلا الأنبوبين مقابل بعضهم و يجب الحفاظ على التوازن, ليس هناك حاجة إلى أجهزة خاصة. من المهم هو أن تتم عملية الطرد المركزي بسرعة **3000** دورة في الدقيقة لمدة ثمان دقائق.


03 تجميع ال Prp البلازما الغنية بالصفائح الدموية:

تجميع ال Prp البلازما الغنية بالصفائح الدموية يتم إدخال إبرة جمع البلازما الغنية بالصفائح الدموية الطويلة مع المحقنة المفضلة بشكل عمودي في الأنبوب تقف الأبرة فورا فوق طبقة الغلاف الرمادية و يتم سحب **2-3** مل ليتر من البلازما الغنية بالصفائح الدموية من المحقن. أثناء عملية السحب يجب أن يدور طرف الأبرة قليلا بشكل دائري داخل الأنبوب, و خلال هذه العملية أخذ كمية صغيرة من طبقة الغلاف الرمادية و خلايا الدم الحمراء الموجودة تحته مهمة للتفاعل خلية-خلية.

كيف يتم إستعمال ال بلوو كيت؟

إجراء إعادة التعليق:

04



تنقل البلازما الغنية بالصفائح الدموية المجموعة في المحقن قبل إجراج الإبرة إلى أنبوب إجراء إعادة التعليق. يكون أنبوب إعادة التعليق فارغا و معقما. و حجم هذا الأنبوب 10 مل ليتر, و يستخدم لمجموع 5-6 مل ليتر من البلازما الغنية بالصفائح الدموية التي تم الحصول عليها من كلا الأنبوبين, يتم هز الأنبوب بلطف باليد لمدة 3 ثانية – 1 دقيقة بإماتته جانبا. يتم تنفيذ هذه العملية لزيادة تجانس الصفائح الدموية الموجودة في البلازما الغنية بالصفائح الدموية, بعد الإنتهاء من هذه العملية يتم أخذ البلازما الغنية بالصفائح الدموية إلى المحقن المفضل و تصبح بحالة جاهزة للحقن.

فهم طبقات ال Prp البلازما الغنية بالصفائح الدموية بشكل صحيح:

05

تتكون الطبقة الحمراء الداكنة الموجودة الأسفل من خلايا الدم الحمراء ، والطبقة التي فوقها هي طبقة الغلاف الرمادية و هي طبقة رقيقة جدًا, تتكون من خلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية. هذه المنطقة أقل من 1% من حجم الدم. الطبقة العليا ذات لون أصفر فاتح و تتكون من طبقتين لا يمكن فصلهما بالعين المجردة. يقع PRP مباشرة أسفل هذه الطبقة الصفراء الخفيفة, يعني هي طبقة بحجم 2 مل ليتر فوق طبقة الغلاف الرمادية مباشرة. تسمى الطبقة الموجودة فوق طبقة PRP البلازما الغنية بالصفائح الدموية بطبقة PPP و هي طبقة فقيرة بالصفائح الدموية. هو القسم الأهم و الذي يجب الانتباه عليه للحصول على PRP البلازما الغنية بالصفائح الدموية. بعد إخراج ال PRP البلازما الغنية بالصفائح الدموية من جهاز الطرد المركزي أنتبهوا إلى عدم هز الأنبوب. يجب أن تنفصل محتويات الأنبوب بشكل واضح إلى 3 طبقات يمكن رؤيتها بالعين المجردة. إن رؤية هذه الطبقات الثلاثة بوضوح بواسطة العين المجردة تشير إلى أن عملية الطرد المركزي تمت بشكل صحيح.